


SEEMANN[®]
TECHNOLOGIES



Einmal monopolare HF- Handgriffe mit Kabel und Spatelelektrode

*Monopolar single - use HF handle
with cable and spatula electrode*



Neu – 4 mm Schaft
New – 4 mm shaft



Steril verpackt, sofort einsatzbereit

sterile packaging i.e. instruments are immediately ready for use



Lieferung einschließlich Elektrode und Anschlusskabel

delivery including electrode and connection cable



Kurzfristig lieferbar

available at short notice

Übersicht Einmal HF - Handgriffe

Overview single-use HF handles



-  Einmal HF-Handgriff für 4 mm Schaft Elektroden, 2 Tasten, Spatelelektrode, Kabel 3 m, mit 3-Pin Stecker international, steril verpackt, Verpackungseinheit: 50 Stück

single-use HF handle for 4 mm shaft electrodes, 2 buttons, spatula electrode, 3 m cable, with 3-pin international plug, sterile packaging, packaging unit: 50 pieces


Art.Nr. REF ST-99-060



-  Einmal HF-Handgriff für 2,4 mm Schaft Elektroden, 2 Tasten, Spatelelektrode, Kabel 3 m, mit 3-Pin Stecker international, steril verpackt, Verpackungseinheit: 50 Stück

single-use HF handle for 2.4 mm shaft electrodes, 2 buttons, spatula electrode, 3 m cable, with 3-pin international plug, sterile packaging, packaging unit: 50 pieces

Art.Nr. REF ST-99-050



sicher
safe



hygienisch
hygienic



wirtschaftlich
economic

Ihre Ansprechpartner

Your contact

**Pamela & Thomas
Seemann**



Seemann Technologies GmbH
Panoramastrasse 20
D – 78583 Böttingen

Telefon / Phone:
+49 7429 9300 388

E-Mail / Email:
info@seemann-technologies.com

