

SEEMANN[®]
TECHNOLOGIES

Bipolare Einmal-Pinzetten und Pinzettenkabel

*Bipolar single-use forceps
and forceps cables*



Verschiedene Ausführungen.

Kompatibel zu allen gängigen HF-Generatoren

*Different versions. Compatible
with all common HF generators*

Anti-Haft-Variante
NON STICK version

Auch als Standard-Variante
Also as STANDARD version

Silberspitze
silver tip



Für die unterschiedlichsten chirurgischen Anwendungen

For a wide variety of surgical applications



Optimal als wirtschaftliche Alternative zu wiederverwendbaren Pinzetten

Ideal as an economical alternative to reusable forceps



Qualitativ wie wiederverwendbare Pinzetten

As good as reusable forceps

Verschiedenste Ausführungen an Einmal-Pinzetten



*Different variations of
single-use forceps*



 **Anti-Haft / NON STICK**


bipolare Pinzette, bajonett oder gerade, ohne Kabel
bipolar forceps, bayonet or straight, without cable



**Anti-Haft
non stick**

 **Anti-Haft / NON STICK**

bipolare Pinzette, bajonett oder gerade, mit Kabel
bipolar forceps, bayonet or straight, with cable



 **Standard / standard**

bipolare Pinzette, bajonett oder gerade, ohne Kabel
bipolar forceps, bayonet or straight, without cable



**Standard
standard**

 **Standard / standard**

bipolare Pinzette, bajonett oder gerade, mit Kabel
bipolar forceps, bayonet or straight, with cable



Erhältlich mit / Available with

- ohne Anschlußkabel, d. h. mit Europäischem Flachstecker/ *without cable, i. e. with european flat plug*
- mit 5 m Kabel und vier verschiedenen Gerätesteckern/ *with 5 m cable and 4 different plugs*



flacher Stecker
flat plug
2-pin-international



runder Stecker
round plug
ERBE ICC / ACC



runder Stecker
round plug
MARTIN



flacher Stecker
flat plug
2-pin-FLEX



Verschiedenste Ausführungen an Einmal bipolaren Pinzetenkabeln

Different variations of single-use HF forceps cables



Passend zu allen gängigen HF-Generatoren

Fits to all common HF generators



für internationale Geräte
2-Pin-Stecker
(Artikelendung CAB)
*for international devices
2-pin-plug
(Article ending CAB)*

Art.Nr. ST-99-401



für Erbe-Geräte
(Artikelendung ERB)
*for Erbe-devices
(Article ending ERB)*

Art.Nr. ST-99-402



für Martin-Geräte
(Artikelendung MAR)
*for Martin-devices
(Article ending MAR)*

Art.Nr. ST-99-403



für internationale Geräte
2-Pin-Stecker flexibel
(Artikelendung FLEX)
*for international devices
2-pin-plug flexible
(Article ending FLEX)*

Art.Nr. ST-99-404



Pinzetten für sicheres und präzises Fassen und Koagulieren von Gewebe

Forceps for safe and precise grasping and coagulation of tissue



Jedes Instrument ist immer sofort einsetzbar (steril verpackt)

Every instrument can always be used immediately (sterile packed)



Keine Reparaturkosten und Wartezeiten auf zu reparierende Instrumente

No repair costs and no waiting times for instruments to be repaired



sicher
safe



hygienisch
hygienic



wirtschaftlich
economic

Medizintechnische Einmal-Instrumente
von Seemann Technologies verbinden
Sicherheit  und Sauberkeit 
mit Effizienz und Wirtschaftlichkeit .

*Medical single-use instruments from
Seemann Technologies combine safety and
cleanliness with efficiency and economy.*

Ihre Ansprechpartner / Your contact
Pamela & Thomas Seemann



Seemann Technologies GmbH
Panoramastrasse 20
D – 78583 Böttingen

Telefon / Phone:
+49 7429 9300 388

E-Mail / Email:
info@seemann-technologies.com

